

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igfbp4 - P22692

Número do item: CM0020386



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IGFBP4 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta IGFBP4 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da sinalização IGF e regulação do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Espécie	Humano
ID do Gene	3487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-258 do IGFBP4 humano (NP_001543.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22692
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo