

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igfbp7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16270

Número do item: CM0010195



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra a IGFBP7 humana (Q16270). Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em angiogênese, adesão celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | IGFBP7 Rabbit mAb                                                                                                               |
| Observações/Apelidos | AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7                                                |
| Espécie              | Humana                                                                                                                          |
| ID do gene (humano)  | 3490                                                                                                                            |
| ID do gene           | 3490                                                                                                                            |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da IGFBP7 humana (Q16270). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria            | Anticorpos monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade cruzada  | Humana, camundongo, rato                                                                                                        |
| SWISS                | Q16270                                                                                                                          |
| Peso da proteína     | 29 kDa                                                                                                                          |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                   |