


Anti-Igfbp7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q16270

Número do item: CM0016916



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IGFBP7 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece IGFBP7 de camundongo e rato. Ideal para estudar a ligação do fator de crescimento semelhante à insulina, adesão celular e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IGFBP7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3490
GeneID	3490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-282 do IGFBP7 humano (NP_001544.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16270
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo