

Anti-Igfbpl1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8Wx77

Número do item: CM0023200



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IGFBPL1 humano (IGFBP-rP4). Validado em WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar sinalização de IGF e supressão de tumores. 29kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBPL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IGFBPRP4; IGFBP-RP4; bA113O24.1; IGFBPL1
Espécie	Humano
ID do Gene	347252
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do IGFBPL1 humano (NP_001007564.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WX77
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo