


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igha1 Para Wb, Fc, Elisa - P01876

Número do item: CM0027429



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IGHA1 humano (região constante da cadeia pesada IgA1). Validado para WB, FC, ELISA; adequado para pesquisa de imunoglobulinas e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGHA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IgA1; IGHAI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3493
GeneID	3493
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 122-353 do IGHA1 humano (P01876)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01876
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo