

Anti-Ighd Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01880

Número do item: CM0002304



introdução

Anti-IGHD Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a cadeia pesada constante delta de imunoglobulina humana (P01880) para pesquisa de imunidade de células B e humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGHD mAb de Coelho
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3495
GeneID	3495
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do IGHd humano (P01880).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01880
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo