


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ighmbp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38935

Número do item: CM0020902



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra IGHMBP2 humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre RNA helicase, biogênese de ribossomos e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGHMBP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	HCSA; HMN6; CATF1; CMT2S; SMARD1; SMUBP2; ZFAND7; IGHMBP2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3508
ID do Gene	3508
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-720 da IGHMBP2 humana (NP_002171.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P38935
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Saco de gelo