

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Igsf3 Para Wb, Elisa - 075054

Número do item: CM0016289

introdução

Este anticorpo policlonico de coelho contra IGSF3 (EWI-3) humano é validado para Western blotting e ELISA. Adequado para estudar a expressão do membro 3 da superfamília das imunoglobulinas em tecidos de placenta, rim e pulmão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGSF3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	V8; LCDD; EWI-3; IGSF3
Espécie	Humano
ID do Gene	3321
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-562 do IGSF3 humano (NP_001007238.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075054
Peso da Proteína	135kDa
Envio	Bolsa de gelo