

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igsf6 Para Wb E Elisa - 095976

Número do item: CM0017204

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IGSF6 validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno de proteína recombinante abrangendo os aminoácidos 1-241. Adequado para pesquisas em imunologia sobre a proteína DORA/IGSF6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	IGSF6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DORA; IGSF6
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	10261
ID do gene	10261
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-241 da IGSF6 humana (NP_005840.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O95976
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo