

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ihh Para Wb E Elisa - Q14623

Número do item: CM0024884



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a IHH (proteína Indian hedgehog), adequado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Útil para pesquisas sobre desenvolvimento ósseo e cartilaginoso, sinalização celular e áreas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IHH Rabbit pAb
Observações/Apelido	BDA1; HHG2; IHH
Espécie	Humano
ID do Gene	3549
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 202-411 do IHH humano (NP_002172.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14623
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de Gelo