


Anticorpo Policlonal Anti-Ik Para Wb, Elisa - Q13123

Número do item: CM0014967



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IK humano (Red/RER). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de spliceossomo e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IK Rabbit pAb
Observações/Apelido	RED; RER; CSA2; IK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3550
ID do Gene	3550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do IK humano (NP_006074.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13123
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco com gelo