

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ikaros Para Wb, Elisa - Q13422

Número do item: CM0024698

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ikaros para WB, ELISA - Q13422

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ikaros (Q13422) validado para WB e ELISA em humano. Tem como alvo o fator de transcrição Ikaros envolvido na diferenciação linfocitária e eritroide. Ideal para estudos de imunodeteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ikaros pAb de Coelho
Observações/Apelido	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10320
GeneID	10320
Imunogénio	Proteína recombinante Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 296-457 do Ikaros humano (NP_006051.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13422
Peso Proteico	58kDa
Envio	Bolsa de gelo