


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ikaros Para Wb - Q13422

Número do item: CM0022475



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra Ikaros humano (IKZF1), validado para WB, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre diferenciação hematopoética e desenvolvimento de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ikaros Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10320
GeneID	10320
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-270 do Ikaros humano (NP_001207694.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13422
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo