

Anticorpo Monoclonal Anti-Ikba Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Número do item: CM0002901



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IκBα humano (inibidor alfa do NF-kappa-B). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Peso molecular previsto 36 kDa. Ideal para estudos de sinalização NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IκBα Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4792
GeneID	4792
Imunogénio	Péptido Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P25963
Peso Proteico	36 kDa
Envio	Saco de Gelo