


Anticorpo Policlonal Anti-Ikb α Para Wb, Elisa - P25963

Número do item: CM0013236



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade para Ikb α , validado para Western blot e ELISA. Detecta o inibidor alfa do NF-kappa-B endógeno em amostras humanas, de rato e de rato. Ideal para pesquisa da via NF- κ B e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Ikb α (pAb)
Observações/Apelido	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Ikb α
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4792
ID do Gene	4792
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 166-265 do Ikb α humano (NP_065390.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P25963
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo