

## Anticorpo Policlonal Anti-Ikba Para Wb, Ip, Elisa - P25963

Número do item: CM0016911



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IκBα humano (inibidor alfa de NF-kappa-B), adequado para WB, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de NF-κB, inflamação e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | IκBα pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 4792                                                                                                                      |
| GeneID              | 4792                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-300 do IκBα humano (NP_065390.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P25963                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 36kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                             |