

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ikbα Para Wb, Elisa - Q63746

Número do item: CM0011244

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a Ikbα (NFKBIA). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização de NF-kappa-B. Peso molecular previsto: 35 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ikbα mAb de Coelho
Observações/Alias	RL/IF-1; Ikbα
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	4792
GeneID	25493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-314 de Ikbα de Rato (NP_001099190.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q63746
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo