

Anticorpo Policlonal Anti-Ikbip Para Wb, If/Icc, Elisa - Q70Uq0

Número do item: CM0028787

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra IKBIP (proteína interagente da quinase inibidora do fator nuclear kappa-B), um fator pró-apoptótico regulado por p53. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IKBIP Coelho pAb
Observações/Apelido	IKIP; IKBIP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	121457
GeneID	121457
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 115-350 do IKBIP humano (NP_963906.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q70UQ0
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo