

Anticorpo Policlonal Anti-Ikbkap Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095163

Número do item: CM0018009



introdução

Anticorpo policlonal anti-IKBKAP de coelho, de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo do complexo elongador, da modificação de tRNA e da pesquisa sobre neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IKBKAP Rabbit pAb
Observações/alias	FD; DYS; IKAP; IKI3; TOT1; IKBKAP
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8518
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1093-1332 do IKBKAP humano (NP_003631.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O95163
Peso da proteína	150 kDa
Envio	Bolsa de gelo