


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ikk Beta Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O14920

Número do item: CM0008520



### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho, de alta especificidade, contra a IKK beta humana. Validado para Western blot, imunoprecipitação, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre a sinalização de NF-κB e inflamação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | mAb de coelho anti-IKK beta                                                                                                    |
| Observações/Apelidos | IKK2, IKKB, IKK-2, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKBIKB, IKK-beta                                                                    |
| Espécie              | Humana                                                                                                                         |
| GeneID               | 3551                                                                                                                           |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 261-411 da IKK beta humana (NP_001547.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria            | Anticorpos monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação            | WB, IP, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade cruzada  | Humana                                                                                                                         |
| SWISS                | O14920                                                                                                                         |
| Peso da proteína     | 29-87 kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                  |