

Anticorpo Policlonal Anti-Ikk α Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O15111

Número do item: CM0022893



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IKK α humano, detectando uma banda de ~85kDa. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA com amostras de humano, rato, rato. Ideal para estudar as vias canônica e não canônica do NF- κ B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IKK α Coelho pAb
Observações/Apelido	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKK α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1147
GeneID	1147
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do IKK α humano (NP_001269.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O15111
Peso Proteico	85kDa
Envio	Bolsa de Gelo