

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ikkε (Ikbke) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14164

Número do item: CM0018577

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IKKε (IKBKE) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta IKKε endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de imunidade antiviral e vias de sinalização inflamatórias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | IKKε Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelidos | IKKE; IKKl; IKK-E; IKK-i; IKKε                                                                                             |
| Espécie              | Humana                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 9641                                                                                                                       |
| GeneID               | 9641                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 497-716 do IKKε humano (NP_054721.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reação Cruzada       | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | Q14164                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 80kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |