

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ikkε Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Número do item: CM0010916

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IKKε (IKBKE), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Reconhece os aminoácidos N-terminais 1-100 da IKKε humana (Q14164). Ideal para estudos de imunidade inata antiviral e vias de sinalização inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IKKε Rabbit mAb
Observações/Apelidos	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9641
GeneID	9641
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14164
Peso da Proteína	80kDa
Transporte	Saco de gelo