


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ikky Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K9

Número do item: CM0015157



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IKKγ (NEMO) de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Essencial para pesquisa de sinalização NF-kappa-B e complexo IKK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IKKγ pAb de Coelho
Observações/Apelido	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; IKKγ
Espécie	Humano
ID do Gene	8517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-390 do IKKγ humano (NP_003630.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6K9
Peso da Proteína	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Envio	Saco de gelo