


Anti-Ikkβ Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O14920

Número do item: CM0023125



introdução

O IKKβ pAb de coelho é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ele tem como alvo a quinase IKKβ, essencial para a sinalização inflamatória de NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IKKβ Rabbit pAb
Observações/Alias	IKK2, IKKB, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKBIKB, IKK-beta, IKKβ
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3551
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 400-669 do IKKβ humano (NP_001547.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14920
Peso da Proteína	29-87 kDa
Envio	Saco de gelo