


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ikk β Para Wb, Elisa - O14920

Número do item: CM0018518



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IKK β (IKK2, IKBKB) adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudar sinalização NF-kappa-B, respostas imunes e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IKK β Rabbit pAb
Observações/Apelido	IKK2; IKBKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKK β
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3551
GeneID	3551
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-669 do IKK β (NP_001547.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14920
Peso da Proteína	29-87 kDa
Envio	Saco com gelo