


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ikzf2 Para Wb E Elisa - Q9Uks7

Número do item: CM0016932



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o IKZF2 humano (Helios) validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Estude a estabilidade de Treg, repressão de IL-2 e desenvolvimento auditivo. Q9UKS7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IKZF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ANF1A2; HELIOS; ZNF1A2; ZNFN1A2; IKZF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22807
GeneID	22807
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-440 do IKZF2 humano (NP_001072994.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKS7
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo