

Anticorpo Monoclonal Anti-Ikzf3 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Número do item: CM0009986

introdução

Anticorpo Monoclonal Anti-IKZF3 validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com IKZF3 humano, de camundongo e de rato. Imunogênio recombinante. Essencial para estudos de diferenciação de linfócitos, desenvolvimento de células B e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IKZF3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22806
ID do Gene	22806
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-509 do IKZF3 humano (Q9UKT9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKT9
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Saco com gelo