

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ikzf3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Número do item: CM0006863

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o IKZF3 humano (Aiolos) para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para pesquisa de diferenciação de linfócitos e biologia de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IKZF3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22806
ID do Gene	22806
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do IKZF3 humano (Q9UKT9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UKT9
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo