


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-IL-1 Alfa Para Wb E Elisa - P01583

Número do item: CM0021663



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra IL-1 alfa humana, adequado para WB e ELISA. Validado para amostras humanas, de camundongo e rato. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 112-271. Útil para estudar inflamação e resposta imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-1 alfa Rabbit pAb
Observações / Apelidos	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3552
GeneID	3552
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-271 da IL-1 alfa humana (NP_000566.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01583
Peso Proteico	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo