

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL-1 Beta Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01584

Número do item: CM0015209



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a IL-1 beta humana (IL1 β , IL-1, IL1F2). Adequado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com IL-1 β humano, de camundongo e rato. Para pesquisa em inflamação e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1 β Rabbit pAb
Observações/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3553
GeneID	3553
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-269 da IL1 β humana (NP_000567.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01584
Peso da Proteína	31 kDa
Transporte	Bolsa de gelo