

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-13 Para Fc, Elisa - P20109

Número do item: CM0006207

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o IL-13 de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular e ELISA. Específico para IL-13 de camundongo, peso proteico de 14kDa. Adequado para pesquisa de alergia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-13 mAb de Coelho
Observações/Apelido	IL-13
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3596
GeneID	16163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-131 do IL-13 de camundongo (NP_032381.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20109
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo