


Anticorpo Monoclonal Anti-IL-13R α 1 (Cd213A1) Para Citometria De Fluxo - P78552

Número do item: CM0008055



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra IL-13R α 1 (CD213a1) humano. Validado para citometria de fluxo em amostras humanas, apoiando estudos de sinalização de IL-13/IL-4 em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IgG de coelho anti-CD213a1/IL-13R α 1 humano
Observações/Alíase	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunidade alfa-1 do receptor de interleucina-13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3597
GeneID	3597
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-343 de CD213a1/IL-13R α 1 humano (NP_001551.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso Molecular	31kDa/48kDa
Envio	Bolsa de gelo