

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-15Ra Para If/Icc, Fc, Elisa - Q60819

Número do item: CM0009581



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade contra IL-15RA de camundongo (CD215) para IF/ICC, FC, ELISA. Imunógeno de proteína recombinante, PM 28 kDa, reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para o estudo da sinalização de IL-15 e da função das células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IL-15RA
Observações/Alias	Il15ra
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3601
GeneID	16169
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-205 de CD215/IL-15Rα de camundongo (NP_032384.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q60819
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo