

Anticorpo Monoclonal Anti-IL-17Rb Para Fc, Elisa - Q9Nrm6

Número do item: CM0006397



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a IL-17RB humana para FC e ELISA. Ideal para estudos de sinalização de citocinas pró-inflamatórias, diferenciação de células hematopoiéticas e biologia de tecidos endócrinos. - Q9NRM6

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-17RB mAb de coelho
Observações/Apelidos	CRL4, EVI27, IL17BR, IL17RH1
Espécie	Humana
ID do Gene	55540
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-289 da IL-17RB humana (NP_061195.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9NRM6
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo