

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-1Ra Para Wb E Elisa - P25085

Número do item: CM0006374

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o antagonista do receptor de interleucina-1 (IL-1RA/IL-1ra) de rato para WB e ELISA. Reage com o IL-1RA humano. Indicado para pesquisas sobre inflamação e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-IL-1RA de Coelho
Observações/Apelidos	IL-1ra; F630041P17Rik; IL-1RA
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3557
GeneID	16181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-178 do IL-1RA de rato (NP_001034790.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P25085
Peso Molecular da Proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo