

Anticorpo Monoclonal Anti-IL-1Racp Para Wb, Elisa - Q9Nph3

Número do item: CM0005967



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína acessória do receptor de IL-1 humana (IL-1RacP/IL1R3). Validado para WB, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de IL-1, IL-36 e IL-33.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho IL-1RacP
Observações/Apelido	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3556
GeneID	3556
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 391-470 da IL-1RacP humana (NP_002173.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPH3
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo