


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL-1Racp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph3

Número do item: CM0030555



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a IL-1RacP (IL1R3) humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização de IL-1/IL-33/IL-36 e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-1RacP Rabbit pAb
Observações/Apelido	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3556
ID do Gene	3556
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-356 da IL-1RacP humana (NP_001161402.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPH3
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo