

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-21 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Hbe4

Número do item: CM0008642



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IL-21 humano validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage com humano e rato. Tem como alvo a citocina IL-21 envolvida na imunidade, geração de células Tfh e produção de anticorpos por células B. Adequado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-21 mAb de Coelho
Observações/Apelido	Za11; IL-21; CVID11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	59067
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-162 do IL-21 humano (NP_068575.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9HBE4
Peso da Proteína	18kDa/19kDa
Envio	Saco de gelo