

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-27Ra/Wsx-1 Para Fc, Elisa - Q6Uwb1

Número do item: CM0005550



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IL-27RA/WSX-1 humano, validado para citometria de fluxo e ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisa de resposta imune Th1 e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-IL-27RA/WSX-1 de Coelho
Observações/Apelidos	CRL1; TCCR; WSX1; IL27R; IL-27RA; zcytor1; IL-27RA/WSX-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9466
GeneID	9466
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-283 da IL-27RA/WSX-1 humana, NP_004834.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6UWB1
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo