

Anticorpo Monoclonal Anti-IL-31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ebc2

Número do item: CM0007125

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IL-31 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Imunogênio recombinante, 18 kDa. Ideal para pesquisa de sinalização de citocinas e imunidade cutânea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-31 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IL-31
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	386653
ID do Gene	386653
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-164 do IL-31 humano (NP_001014358.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6EBC2
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo