


Anticorpo Monoclonal Anti-IL-36 Gama Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzh8

Número do item: CM0005060



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa a IL-36 gama humana (Q9NZH8). Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar inflamação cutânea, psoríase e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-36 Gama Rabbit mAb
Observações/Apelido	IL36G; IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2; interleucina-36 gama; IL-36 Gama
Espécie	humano
ID do Gene (Humano)	56300
ID do Gene	56300
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-169 da IL-36 Gama humana (NP_062564.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZH8
Peso Proteico	14kDa/18kDa
Envio	Saco de gelo