

Anticorpo Policlonal Anti-IL-6 Para Wb E Elisa - P20607

Número do item: CM0025918

introdução

IL-6 pAb de Coelho, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com IL-6 humana, de rato e de camundongo, uma citocina essencial na imunidade, inflamação e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	IL-6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ILg6; Ifnb2
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3569
GeneID	24498
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-211 da IL6 de rato (NP_036721.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20607
Peso Proteico	24 kDa
Envio	Saco de gelo