

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Il-6 Para Ihq-P, If/Icc, Elisa - P20607

Número do item: CM0003736

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo a IL-6, validado para IHQ-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de imunidade, inflamação e metabolismo em amostras humanas e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-6 mAb de Coelho
Observações/Alias	ILg6; Ifnb2; IL6
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	3569
ID do Gene (Rato)	24498
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-211 da IL6 de rato (NP_036721.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P20607
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo