


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-6 Para Wb E Elisa - P05231

Número do item: CM0003740



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IL-6 de alta especificidade validado para Western blot (WB) e ELISA, detectando IL-6 humana. Ideal para pesquisas sobre resposta imune, inflamação e regulação metabólica. O imunógeno recombinante garante desempenho consistente.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3569
ID do Gene	3569
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05231
Peso da Proteína	21-24 kDa
Envio	Saco de gelo