

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-6 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P20607

Número do item: CM0008214

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IL-6 de rato, validado para WB, IP, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com IL-6 de camundongo. Adequado para estudar a resposta de fase aguda, inflamação e regulação imunológica. Fornecido via CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IL-6
Observações/Apelido	ILg6; Ifnb2
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3569
GeneID	24498
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-211 da IL-6 de rato (NP_036721.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P20607
Peso Proteico	24 kDa
Envio	Em saco de gelo