


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL-6 Para Wb, Elisa - P05231

Número do item: CM0017479



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho IL-6 detecta IL-6 humano, de camundongo e de rato em WB e ELISA. Reconhece uma citocina chave de fase aguda envolvida na resposta imune, inflamação e metabolismo. Ideal para estudar infecção, lesão tecidual e doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-6 pAb Coelho
Observações/Apelido	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3569
GeneID	3569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-212 do IL6 humano (NP_000591.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05231
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo