


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-IL-6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05231

Número do item: CM0013608



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-IL-6 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a citocina IL-6 (P05231) envolvida na imunidade, inflamação e metabolismo. Ideal para ensaios diagnósticos e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL-6 Coelho pAb
Observações/Apelidos	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3569
ID do Gene	3569
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 30-212 da IL6 humana (NP_000591.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05231
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo