

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22301

Número do item: CM0024659



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL10 (Humano, Rato, Camundongo) validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para o estudo de citocinas anti-inflamatórias na regulação imunológica, inflamação e pesquisa de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CSIF; TGIF; GVHDS; IL-10; IL10A; IL10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3586
ID do Gene	3586
Imunógeno	Peptídeo sintético, Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 19-178 da IL10 humana (NP_000563.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22301
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo