

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL10Rb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08334

Número do item: CM0017699



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o IL10RB humano. Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de citocinas e defesa antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL10RB pAb de Coelho
Observações/Apelido	CRFB4; IBD25; CRF2-4; D21S58; D21S66; CDW210B; IL-10R2; IL-10RB; IL10RB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3588
GeneID	3588
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-220 do IL10RB humano (NP_000619.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08334
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo